




Instruções de uso
disponível no site
versusmedtech.com.br

STERILE EO

Produto estéril por ETO

Os modelos comerciais que compõem a **PINÇA BIPOLAR EASY CONTROL** são classificados como dispositivos médicos, invasivos cirurgicamente e de uso transitório.

O design da **PINÇA BIPOLAR EASY CONTROL** foi desenvolvido para uso em procedimentos cirúrgicos delicados, com a finalidade de apreensão, manipulação, dissecação e coagulação de tecidos moles.

As pontas da **PINÇA BIPOLAR EASY CONTROL** são fabricadas com revestimento antiaderente, evitando a aderência dos tecidos e proporcionando uma rápida transferência do calor para o local tratado.

Todos os modelos da **PINÇA BIPOLAR EASY CONTROL** possuem a mesma característica micro hemostática, desta forma proporcionam controle de hemorragias de forma precisa através da eletrocauterização do tecido do paciente, resultando na selagem dos pontos de hemorragias preservando as estruturas orgânicas adjacentes.

CABO ERGONÔMICO: Reproduz o movimento natural de pinça

Indicações de Uso:

- Eletrocauterização de tecidos moles, permitindo a coagulação eficiente e com sangramento mínimo;
- Remoção de tecido;
- Controle de hemorragias.

Benefícios:

- Compatível com a maioria das fontes eletrocirúrgicas que possuem configuração para a Técnica Bipolar;
- Cabo de conexão elétrica integrado à Pinça;
- Revestimento das pontas antiaderente.

Características Técnicas:

- Estéril, elimina risco de contaminações;
- Manuseio preciso e seguro, cabo ergonômico;
- Bipolar;
- Uso único.
- Disponível em diversos comprimentos (130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300mm);
- Disponível nas versões com Ponta Reta e Ponta Curva.

STERILE EO Produto estéril por ETO