





Técnica Cirúrgica:



Uso único

STERILE EO

Produto estéril por ETO

Instruções de uso
disponível no site
versusmedtech.com.br



O **KIT CÂNULA DIRIGÍVEL PARA BLOQUEIO BIDIRECIONAL ORTHOGUIDE** é um dispositivo médico minimamente invasivo de alto controle para tratamento preciso, utilizado para a injeção de medicamentos e soluções diretamente no local suspeito de lesão / inflamação no espaço epidural/foraminal para tratamento de dores crônicas na coluna, estenose espinhal e hérnia de núcleo pulposo, através de bloqueio anestésico e/ou rompimento de fibrose, mecanicamente, hidraulicamente ou quimicamente.

A cânula dirigível é utilizada para a injeção de medicamentos e soluções diretamente no local suspeito de lesão / inflamação e para romper fibrose do paciente, seja de forma mecânica, hidráulica ou química.

Todos os modelos do **KIT CÂNULA DIRIGÍVEL PARA BLOQUEIO BIDIRECIONAL ORTHOGUIDE** possuem as mesmas características visuais e funcionais, mesmo processo produtivo e mesma matéria prima, diferenciando-se apenas no comprimento da cânula dirigível.

As cânulas possuem a mesma função e indicação de uso. A variação no comprimento é para melhor se adaptar à anatomia e necessidades de cada paciente e técnica cirúrgica.

Indicações de Uso:

- Dor crônica nas costas;
- Síndrome pós laminectomia;
- Estenose espinhal;
- Hérnia de núcleo pulposo;
- Neuralgia ciática.

Benefícios:

- Prevenção de retorno de medicação;
- Alavanca de direção de dupla direção;
- Cirurgia minimamente invasiva;
- Função de bloqueio "Push&Pull";
- Procedimento rápido.

Características Técnicas:

- Estéril, elimina risco de contaminações;
- Instrumentais precisos e seguros;
- Minimamente invasivo;
- Uso único.



Uso único

STERILE EO

Produto estéril por ETO

