

Plugue HDMI

Cabo do endoscópio

Processador de Imagem

- Ligado à rede elétrica
- Fornece tensão de alimentação para:
 - Iluminação do endoscópio
 - Câmera do endoscópio
- Exibe imagem em tempo real da câmera

Cânula de trabalho

Flexível para acesso invasivo

Cabo do Endoscópio

- Comunica o endoscópio com o processador de imagem
- Recebe tensão de alimentação para câmera e iluminação
- Conectado diretamente ao processador

- Micro câmera
- Iluminação LED
2 lâmpadas



Uso único

STERILE EO

Produto estéril por ETO

Instruções de uso
disponível no site
versusmedtech.com.br



O **KIT CÂNULA ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL ORTHOCAM** é um dispositivo médico invasivo de uso transitório, destinado à abertura de acesso para procedimentos endoscópicos, permitindo o posicionamento do Endoscópio Flexível e viabilizando a introdução de instrumentais por meio da cânula do Endoscópio. Quando utilizado em conjunto com um equipamento de processamento de imagem, possibilita a visualização em tempo real do campo cirúrgico.

O **KIT CÂNULA ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL ORTHOCAM** é indicado para procedimentos cirúrgicos invasivos que demandam assistência por vídeo, possibilitando ao usuário selecionar o modelo comercial com dimensões adequadas à região anatômica a ser visualizada. Os modelos podem abranger pequenas articulações até acessos percutâneos profundos.

Indicações de Uso:

- Procedimentos que demandam assistência por vídeo;
- Acesso à pequenas articulações;
- Acesso percutâneo profundo.

Benefícios:

- Compatível com Processador de imagens Orthocam (não incluído nesse registro) ;
- Compatível com Tablets e Notebooks através do uso de cabo conversor;
- Cirurgia minimamente invasiva;
- Procedimento rápido.

Características Técnicas:

- Estéril, elimina risco de contaminações;
- Instrumentais precisos e seguros;
- Minimamente invasivo;
- Uso único.

Disponível em diversos diâmetros e comprimentos

