



O **KIT CÂNULA PARA ENDOSCOPIA DE COLUNA ORTHODISC** é um conjunto de instrumentais descartáveis, para acesso endoscópico na coluna vertebral de forma segura e eficaz. Podem ser utilizados em procedimentos de tratamento de hérnia de disco, biópsias, laminectomia, laminotomia, descompressão da coluna, nucleotomia, nucleoplastia, anulotomia, anuloplastia, foraminotomia, foraminoplastia, entre outros.



VARIAÇÕES DE ENCAIXES



Composição do Kit:

- 1 Cânula de Punção com Agulha;
- 1 Fio Guia;
- 1 Cabo do Fio Guia;
- 2 Lâminas de Debridação Óssea (1 cortante e 1 diamantada) ;
- 1 Eletrodo Bipolar
- 1 Equipo de Irrigação.

Indicações de Uso:

- Hérnia de núcleo pulposo;
- Descompressão da coluna;
- Cirurgia minimamente invasiva;
- Nucleoplastia;
- Foraminotomia.

Benefícios:

- Compatível com diversas fontes cirúrgicas disponíveis no mercado que possuam registro ANVISA ;
- Compatível com diversos equipamentos elétricos para cânulas de debridação disponíveis no mercado que possuam registro ANVISA;
- Cirurgia minimamente invasiva;
- Procedimento rápido.

Composição do Kit PRO:

- 1 Cânula de Punção com Agulha;
- 1 Fio Guia;
- 1 Cabo do Fio Guia;
- 1 Obturador;
- 1 Trefina;
- 1 Cânula Trocarte;
- 2 Lâminas de Debridação Óssea (1 cortante e 1 diamantada);
- 1 Eletrodo Bipolar;
- 1 Equipo de Irrigação.

Características Técnicas:

- Estéril, elimina risco de contaminações;
- Instrumentais precisos e seguros;
- Minimamente invasivo;
- Uso único.



Uso único

STERILE EO

Produto estéril por ETO

Anvisa 81740580006

Instruções de uso
disponível no site
versusmedtech.com.br

