







Pinça Bipolar

EASY TOUCH
EASY TOUCH FLUSH



Registro Anvisa 81740580008

Registro Anvisa 81740580009



Instruções de uso
disponível no site
versusmedtech.com.br

Os modelos comerciais que compõem a **PINÇA BIPOLAR EASY TOUCH / EASY TOUCH FLUSH** são classificados como dispositivos médicos, invasivos cirurgicamente e de uso transitório.

O design da **PINÇA BIPOLAR EASY TOUCH / EASY TOUCH FLUSH** foi desenvolvido para utilização em procedimentos cirúrgicos que requerem eletrocauterização de tecidos moles, permitindo a coagulação, o corte, a remoção de tecido e o controle de hemorragias. Os modelos com irrigação (Easy Touch Flush), permitem a irrigação direta nas pontas ativas, de forma simultânea à sua utilização, realizada por gravidade.

As pontas da **PINÇA BIPOLAR EASY TOUCH / EASY TOUCH FLUSH** são fabricadas com revestimento antiaderente, evitando a aderência dos tecidos e proporcionando uma rápida transferência do calor para o local tratado.

Indicações de Uso:

- Eletrocauterização de tecidos moles, permitindo a coagulação e o corte;
- Remoção de tecido;
- Controle de hemorragias.

Benefícios:

- Compatível com a maioria das fontes eletrocirúrgicas que possuem configuração para a Técnica Bipolar;
- Cabo de conexão elétrica integrado à Pinça;
- Revestimento das pontas antiaderente.

Características Técnicas:

- Estéril, elimina risco de contaminações;
- Manuseio preciso e seguro;
- Bipolar;
- Uso único;
- Disponível em diversos comprimentos (160 | 180 | 200 | 220 | 240mm);
- Disponível em diversas espessuras de ponta (0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5mm);
- Disponível nas versões com Ponta Reta e Ponta Curva;
- Irrigação direta na ponta ativa, controlada pelo cirurgião (Disponível nos modelos Easy Touch Flush).

STERILE EO Produto estéril por ETO